

Podrobný seznam vyšetření – krevní banka

Obsah

501 Enzymový test	2
502 Chladové aglutininy	2
503 Identifikace antierytrocytárních protilátek	2
504 Přímý antiglobulinový test	2
505 Screening protilátek NAT	2
506 Test kompatibility	3
507 Vyšetření erytrocytárního antigenu	3
508 Vyšetření krevní skupiny a Rh(D) antigenu	3

501 Enzymový test			
Kód číselníku VZP	22223 R 22221 S	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 24 hodin
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	3 dny
Výsledek	Negativní/pozitivní		

502 Chladové aglutininy			
Kód číselníku VZP	22131	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 24 hodin
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 37°C	Do 30 minut
	Negativní/Pozitivní	Stabilita v plazmě	Do 24 hodin, nechladit

503 Identifikace antierytrocytárních protilátek			
Kód číselníku VZP	22347	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 3 dnů
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	7 dní
Druh veličiny	Specifická protilátka		

504 Přímý antiglobulinový test			
Kód číselníku VZP	22133	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 24 hodin
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	7 dní
Výsledek	Negativní-pozitivní		

505 Screening protilátek NAT			
Kód číselníku VZP	22214 R 22212 S	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	R do 24 hodin

Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	3 dny
Výsledek	Negativní/pozitivní		

506 Test kompatibility

Kód číselníku VZP	22117 R 22119 S	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	R do 24 hodin
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	3 dny
Výsledek	Kompatibilní /inkompatibilní		

507 Vyšetření erytrocytárního antigenu

Kód číselníku VZP	22129	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 24 hodin
Použitá metoda	Zkumavková/sloupco vá aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	7 dní
Druh veličiny	Pozitivní/negativní		

508 Vyšetření krevní skupiny a Rh(D) antigenu

Kód číselníku VZP	22112 R 22111 S	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 24 hodin
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	7 dní
Druh veličiny	O,A,B,AB/Rh(D)pozit, Rh(D)negat		

Aktualizace: 10. 11. 2021 RNDr. Zdeněk Tokár