

Změna v hodnocení autoprotilátek metodou nepřímé imunofluorescence

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v návaznosti na zavedení automatizovaného fluorescenčního mikroskopu EUROPattern Microscope Live (Euroimmun) vás informuje, že s platností od 4.3. 2026 dochází ke změně hodnocení autoprotilátek metodou nepřímé imunofluorescence. Nové budou autoprotilátky hodnoceny podle stupně: negativní/hraniční/pozitivní. Míra positivity (tj. slabě pozitivní, pozitivní, silně pozitivní) již nebude rozlišena. Doba odezvy (TAT) a objednávání vyšetření autoprotilátek v HOOD nebude změněno.

Anti-nukleární zástupci (ANA) budou taktéž hodnoceny dle stupnice negativní/hraniční/pozitivní. Od hraniční positivity bude navíc uveden fluorescenční vzor (pattern) dle aktuální mezinárodní nomenklatury zveřejněné na stránce International Consensus on Antinuclear Antibody (ANA) Patterns (ICAP) <https://www.anapatterns.org/> a titr protilátek v rozmezí 1:100 - > 1:2560 (odpovídá: 1:100:13 = hraniční slabě; 1:100:13 = 106 - hraniční 1:640 = pozitivní, 1:1280 - ≥ 1:2580 = silně pozitivní).

Tento způsob hodnocení je ve shodě s doporučením ČSAKI - České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP.

Děkujeme za pochopení

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat

- Mgr. Milan Polák - vedoucí analytik imunologické laboratoře tel. 257 272 432
- Mgr. Marcela Mikešová - vedoucí laboratoře OKBHI tel. 257 273 150