

Zavedení imunotypizace metodou kapilární elektroforézy

V návaznosti na zavádění nového analyzátoru **Capillarys 3 Octa** vás informujeme, že od 25. 2. 2026 dochází ke změně postupu při vyšetřování imunofixací sérových proteinů. Tato změna by měla zkrátit dobu odezvy.

Nově je metoda „Imunofixace“ (gelová elektroforéza) nahrazená metodou „**Imunotypizace**“ (kapilární elektroforéza) a výsledky už budou vydávány z nového analyzátoru.

Původní metodu imunofixace si necháváme jako záložní a doplňkovou pro případy kdy bude nutné nález dále upřesnit nebo potvrdit.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Marcela Mikešová vedoucí laboratoře OKBHI (Homolka) – 257 273 150

Ing. Denisa Nobilis vedoucí úseku Klinická biochemie a imunoanalýza - 257 272 438