

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
s platností od 02.03.2026 dochází ke změně analyzátoru pro stanovení sedimentace erytrocytů (FW).

Nově budeme používat systém **ALCOR iSED PRO**, který stanovuje hodnotu FW přímým měřením agregace červených krvinek, s výsledkem standardizovaným vůči referenční Westergrenově metodě. Výstupem je validovaná hodnota **FW za 1 hodinu**, proto FW za 2 hodiny nebudeme nadále vydávat.

Děkujeme za pochopení
RNDr. Zdeněk Tokár, tel. 257 272 432
Vedoucí úseku hematologie a KB