



Podrobný seznam vyšetření – krevní banka

Obsah

501 Chladové aglutininy.....	2
502 Přímý antiglobulinový test	2
503 Screening nepravidelných protilátek	2
504 Test kompatibility.....	2
505 Vyšetření krevní skupiny a Rh(D) antigenu	3

501 Chladové aglutininy			
Kód číselníku VZP	22131	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 24 hodin
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 37°C	Do 30 minut
Výsledek	Negativní/Positivní	Stabilita v plazmě	Do 24 hodin

502 Přímý antiglobulinový test			
Kód číselníku VZP	22133	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 24 hodin
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	14 dní
Výsledek	Negativní-positivní 4+		

503 Screening nepravidelných protilátek			
Kód číselníku VZP	22214	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 24 hodin
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	14 dní
Výsledek	Negativní/positivní	V případě pozitivního výsledku je vzorek odeslán k dovyšetření do smluvní laboratoře	

504 Test kompatibility			
Kód číselníku VZP	22117	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 2 hodin
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	14 dní
Výsledek	Kompatibilní /inkompatibilní		

505 Vyšetření krevní skupiny a Rh(D) antigenu			
Kód číselníku VZP	22112	Odběr materiálu	Krev s Li-Hep
Odbornost	222	Dodací lhůta	Do 24 hodin
Použitá metoda	Sloupcová aglutinace	Stabilita v plné krvi při 5°C	14 dní
Druh veličiny	O,A,B,AB/Rh(D)posit, Rh(D)negat		